

## UTILIZAÇÃO DO CARBOBRAZ 089

HIDROGÉIS

<b>GEL PARA ULTRASSOM</b>	
	<b>%</b>
CARBOBRAZ	<b>0,70</b>
EDTA Dissódico	<b>0,10</b>
Metilcloroisotiazolinona / Metilisotiazolinona	<b>0,10</b>
Propilenoglicol	<b>1,00</b>
Trietanolamina	<b>0,50</b>
Água	<b>97,60</b>
	<b>100,00</b>
VISCOSIDADE: 31.000 - 41.000	